



Tele Simulação

Após a conclusão deste treinamento virtual, os participantes serão capazes de:

- Compreender a interface LLEAP e seus componentes
- Manipular o LLEAP e o Windows para disponibilizar novos sons corporais
- Utilizar o software Patient Monitor para aprimorar o realismo
- Utilizar recursos baseados na Internet para identificar fotografias e vídeos complementares
- Compreender as limitações inerentes à maneira de realizar simulação virtual

Agenda do Treinamento Virtual de 6 Horas e 15 min

- Apresentação ----- 15 minutos
- Esboçando o equipamento necessário----- 30 minutos
- Tour pela interface Zoom----- 30 minutos
- Revisão da interface de controle LLEAP----- 30 minutos
- Revisão do software Monitor de Paciente----- 30 minutos
- Usando sons corporais adicionais no seu sim virtual----- 01 hora
- Usando fotografias suplementares e videoclipes no seu sim virtual----- 01 hora
- Preparando e programando sua simulação virtual----- 02 horas

Responsabilidade do Especialista Educacional:

O Especialista Educacional da Laerdal tem várias responsabilidades durante o treinamento virtual:

- Ajudá-lo a entender os recursos da Laerdal.
- Conduzir um treinamento interativo para otimizar sua compreensão com o LLEAP e facilitar o desenvolvimento de suas competências na utilização da ferramenta.
- Realizar uma reflexão final sobre como o LLEAP pode atingir seus objetivos.

